

Кровать медицинская Белмедматериалы КБМ-ЗП (на колесах)

ИМ-7.100467/2005 до 28.05.2025

палатная, трехсекционная, с матрасом, на колесах

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	профильная труба / круглая труба / сетка
Количество секций	трехсекционная
Секции	головная / ножная
Матрас	Да
Колеса	Да

Углы подъема секций

Подъем головной секции	45 °
Подъем ножной секции	45 °

Габариты

Длина	2275 мм
Ширина	1120 мм
Высота кровати	970-970 мм

Дополнительные характеристики

Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака и стоек. Угол подъема головной секции до 45° с фиксацией в промежуточных положениях. Угол подъема ножной секции до 40° с фиксацией в промежуточных положениях. Кровати по требованию заказчика комплектуются: матрасом, стойкой для подтягивания пациентов, ограждением боковым, штативом для капельниц. Матрас состоит из поролона толщиной 100 мм и чехла из винилискожи. Винилискожа специального назначения представляет собой трикотажное полотно на одну сторону, окрашенное монолитным поливинилхлоридным покрытием.

Винилискожа имеет следующие защитные свойства: водонепроницаемость, стойкость к воздействию кислот, щелочей и общих загрязнений. Размеры матраса: 2000х900 мм.