

## Кровать медицинская Медтехноцентр ГКСН 057 детская

ИМ-7.101672/2004 до 30.04.2025

палатная, детская, на колесах

Медтехноцентр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	палатная
Детская	Да
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь / металл в полимере / пластик
Боковые барьеры	Да
Колеса	Да

### Габариты

---

Длина	1447 мм
Ширина	782 мм
Высота кровати	1035-1035 мм
Масса	52 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Кровать детская медицинская ГКСН 057.000.000** – для детей до 3 лет.

#### Характеристики:

- Ложе изготавливается из пластика.
- Кровать снабжена двумя опускаемыми боковыми ограждениями из нержавеющей стали или металлическими с полимерным покрытием, прикрепленными к спинкам кровати на специальных направляющих, полками.
- Ограждение легко перемещается вверх или вниз.
- По желанию заказчика в кроватях можно регулировать высоту ложа от 400 до 600 мм.
- Штатив для длительных вливаний съемный, может крепиться на торец-спинках кровати и фиксироваться в рабочем положении.

#### Дополнительная комплектация по желанию заказчика:

- планшет для информации
- кронштейн
- штатив для длительных вливаний.