

Кровать медицинская Медтехноцентр ГКСН 058-01 детская

ИМ-7.101672/2004 до 30.04.2025

палатная, детская, односекционная, на колесах

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Детская	Да
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь / металл в полимере
Количество секций	односекционная
Секции	спинная
Боковые барьеры	Да
Колеса	Да

Габариты

Длина	1667 мм
Ширина	782 мм
Высота кровати	1035-1035 мм
Масса	56.8 кг

Дополнительные характеристики

Кровать детская медицинская с ограждением ГКСН 058.000.000-01 – для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Характеристики:

- Ложе изготавливается из металлической решетки, имеет подвижную секцию опоры спины.
- Кровать снабжена двумя опускаемыми боковыми ограждениями из нержавеющей стали или металлическими с полимерным покрытием, прикрепленными к спинкам кровати на специальных направляющих, полками.
- Ограждение легко перемещается вверх или вниз.
- Также по желанию заказчика в кроватях можно регулировать высоту ложа от 400 до 600 мм.

- Штатив для длительных вливаний съемный, может крепиться на торец-спинках кровати и фиксироваться в рабочем положении.

Дополнительная комплектация по желанию заказчика:

- планшет для информации
- кронштейн
- штатив для длительных вливаний