

Кровать медицинская Белмедматериалы КБМ-2П (01)

ИМ-7.100467/2005 до 28.05.2025

палатная, двухсекционная, на опорах

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	профильная труба / круглая труба / сетка
Количество секций	двухсекционная
Секции	головная
Опоры	Да

Углы подъема секций

Подъем головной секции	45 °
------------------------	------

Габариты

Длина	1630 мм
Ширина	710 мм
Высота кровати	970-970 мм

Дополнительные характеристики

Угол подъема головной секции до 45° с фиксацией в промежуточных положениях. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака и стоек. Исполнение кровати – на опорах. Кровать по требованию заказчика комплектуется матрасом.