

Кровать функциональная Barry MBE

ИМ-7.116863

для интенсивной терапии / для реабилитации /
реанимационная / универсальная,
четырёхсекционная, регулировка подъема секций
электропривод

Arides, Армения



Характеристики

Назначение	для интенсивной терапии / для реабилитации / реанимационная / универсальная
Материал конструкции	металл
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема секций	электропривод

Дополнительные характеристики

Barry MBE – функциональная медицинская кровать с электроприводом, разработана для обеспечения максимального комфорта во время стационарного лечения. Обеспечивает пациентам удобное положение и мобильность.

Размеры: 2160×980×500 мм

Максимальная нагрузка: 280 кг

Модификации:

1. Barry MBE-2Spp – 2 электропривода, пластиковое изголовье и изножье.
2. Barry MBE-2Swp – 2 электропривода, МДФ изголовье и изножье.
3. Barry MBE-2Smwp – 2 электропривода, металл+лдсп изголовье и изножье.
4. Barry MBE-3Spp – 3 электропривода, пластиковое изголовье и изножье.
5. Barry MBE-3Swp – 3 электропривода, МДФ изголовье и изножье.
6. Barry MBE-3Smwp – 3 электропривода, металл+лдсп изголовье и изножье.

☐ Кровать имеет три секции регулирования углов наклона высоты, головных и тазобедренных участков. Пульт управления дает возможность с легкостью менять положение пациента.

☐ Основа кровати – рама изготовлена из стали и покрыта высококачественным порошковым покрытием, что обеспечивает качественную и долгосрочную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам.

- Изголовье и изножье изготовлены из высококачественного ударостойкого ABS пластика. Панели легко снимаются, что позволяет медперсоналу легче выполнять необходимые медицинские мероприятия.
- Боковые ограждения защищают пациента от падения, легко складываются и, при необходимости, снимаются для проведения гигиенических или иных мероприятий.
- Колеса самоуправляемые с индивидуальным тормозным механизмом, что позволяет перемещать кровать в закрытом помещении и фиксировать ее в любом положении.