

Кровать медицинская Артинокс АТ-К5 двухсекционная

ИМ- 7.108024 до 29.11.2024

палатная, конструкция сварная, двухсекционная, регулировка подъема секций ручная, со стойкой для подтягивания пациентов, на колесах, 2185×1025×1030 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Назначение | палатная |
| Материал конструкции | металл |
| Характеристика материала конструкции | нержавеющая сталь / металл в полимере / искусственная кожа |
| Конструкция | сварная |
| Количество секций | двухсекционная |
| Секции | спинная / ножная |
| Регулировка подъема секций | ручная |
| Боковые барьеры | Да |
| Стойка для подтягивания пациентов | Да |
| Колеса | Да |
| Штатив для капельниц | Да |
| Нагрузка на изделие | 150 кг |

Габариты

| | |
|----------------|-------------------|
| Размер | 2185×1025×1030 мм |
| Длина | 2185 мм |
| Ширина | 1025 мм |
| Высота кровати | 1030 мм |
| Высота до ложа | 545 мм |

Дополнительные характеристики

Кровать АТ-К5, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере, каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах Ø125 мм (с тормозом).

Ложе: с двумя подъемными секциями с заполнением из профилированных реек из металла (Д×Ш×В - 2010×900×545 мм).

Регулировка подъема секции: ручная, ступенчатая, в диапазоне 0-50°.

Спинки: из нержавеющей стали с полумягкими филенками, покрытыми кожзаменителем.

Боковые барьеры: из нержавеющей стали с полумягкими филенками, покрытыми кожзаменителем.

Кронштейн для капельницы: из нержавеющей стали, с 4-х позиционным держателем и 2 подвесками для флаконов (переставной, с регулировкой высоты в диапазоне 1200-1800 мм).

Кронштейн переставной: с ручкой для подъема пациента.

Нижняя полка для больничных принадлежностей (500×800 мм).

Габаритные размеры (Д×Ш×В): 2185×1025×1030 мм.

Допустимая нагрузка - 150 кг.