

## Кровать медицинская Артинокс АТ-К7

ИМ- 7.108024 до 29.11.2024

палатная, конструкция сварная, двухсекционная, регулировка подъема секций ручная, со стойкой для подтягивания пациентов, на колесах, 2185×1025×1030 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь / металл в полимере / искусственная кожа
Конструкция	сварная
Количество секций	двухсекционная
Секции	головная
Регулировка подъема секций	ручная
Боковые барьеры	Да
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Колеса	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	150 кг

### Габариты

---

Размер	2185×1025×1030 мм
Длина	2185 мм
Ширина	1025 мм
Высота кровати	1030 мм
Высота до ложа	545 мм

## Дополнительные характеристики

---

**Кровать АТ-К7**, Артинокс, Беларусь.

**Каркас:** металл в полимере, каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах Ø125 мм (с тормозом).

**Ложе:** с одной подъемной секцией с заполнением из профилированных реек из металла (Д×Ш×В - 2010×900×545 мм).

**Регулировка подъема секции:** вручную, ступенчато, в диапазоне 0-50°.

**Спинки:** из нержавеющей стали с полумягкими филенками, покрытыми кожзаменителем.

**Боковые барьеры:** из нержавеющей стали с полумягкими филенками, покрытыми кожзаменителем.

Кронштейн для капельницы: из нержавеющей стали, с 4-х позиционным держателем и 2 подвесками для флаконов (переставной, с регулировкой высоты в диапазоне 1200-1800 мм). Кронштейн переставной: с ручкой для подъема пациента.

**Нижняя полка** для больничных принадлежностей (500×800 мм).

**Габаритные размеры** (Д×Ш×В): 2185×1025×1030 мм.

**Допустимая нагрузка:** 150 кг.