

Кровать медицинская Авиценна-4 с1235

ИМ-7.109148 до 11.11.2025

палатная, конструкция сборная, односекционная, с матрасом, на опорах, 1992×800×775 мм

Ольса ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	круглая труба / ЛДСП / полимерное покрытие / сталь / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	односекционная
Матрас	Да
Опоры	Да
Нагрузка на изделие	140 кг

Габариты

Размер	1992×800×775 мм
--------	-----------------

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская Авиценна-4 ИЯУБ 31.19 с1235 – палатная односекционная кровать на подножниках.

Габаритные размеры кровати: 1992×800×775 мм.

Габаритные размеры ложа: 1940×800 мм.

Технические характеристики

- Конструкция кровати выполнена из металлических профильных и круглых труб с полимерным покрытием, устойчивым к регулярной обработке дез. и моющими растворами.
- Высота от ложа до пола – 400 мм.
- Ложе – металлическая сетка из стального прутка 5 мм с размером ячейки 50×80 мм.
- Торцевые спинки кровати изготовлены из металлической трубы со вставкой из ламинированного ДСП.
- Подножники из полиэтилена.

Дополнительные опции:

- подвесная сетка для вещей пациента;
- матрац в влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской, устойчивой к обработке дез. средствами, на молнии. Наполнитель матраца – пенополиуретановый эластичный лист толщиной 10 см в бязевом наматрацнике.

Вес кровати: 40 кг.

Максимальная нагрузка: 140 кг.