

Кровать медицинская Авиценна-5 с427 с матрасом

ИМ-7.109148 до 11.11.2025

универсальная, конструкция сборная, двухсекционная,
с матрасом, на опорах, 1980×802×775 мм

Ольса ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	круглая труба / ЛДСП / полимерное покрытие / сталь / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	двухсекционная
Секции	головная
Матрас	Да
Опоры	Да
Нагрузка на изделие	130 кг

Углы подъема секций

Подъем головной секции	0-60 °
------------------------	--------

Габариты

Размер	1980×802×775 мм
Длина	1980 мм
Ширина	802 мм
Высота кровати	-775 мм
Высота до ложа	-405 мм

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская Авиценна-5 с427 с матрасом (ИЯУБ 21.09) универсальная, двухсекционная с подъемной головной секцией, на опорах.

Технические характеристики:

- габаритные размеры: 1980×802×775 мм;
- высота от ложа до пола: 405 мм;
- конструкция кровати выполнена из металлических труб с полимерным покрытием;
- ложе - труба 40×25×1.5 мм, металлическая сетка из стального прутка толщиной 5 мм с ячейками размером 50×80 мм (либо сетка из металлических полос шириной 25 мм);
- регулируемый угол наклона подголовника, в диапазоне 0°...60°;
- торцевые спинки кровати изготовлены из металлической трубы (ø28×1.5) со вставкой из ламинированного ДСП, подножки – из полиэтилена (по требованию заказчика возможна установка кроватей на мебельные опоры (ø 50 мм);
- кровати комплектуются матрасами в влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской (на замке).
Наполнитель матраса - пенополиуретан, эластичный лист толщиной 100 мм в бязевом наматрачнике;
- максимальная нагрузка - 130 кг.