

Кровать медицинская Авиценна-6 с1248

ИМ-7.109148 до 11.11.2025

палатная, конструкция сборная, односекционная, с матрасом, на опорах, 2040×800×875 мм

Ольса ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	круглая труба / ЛДСП / полимерное покрытие / сталь / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	односекционная
Матрас	Да
Опоры	Да
Нагрузка на изделие	140 кг

Габариты

Размер	2040×800×875 мм
Высота до ложа	-500 мм

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская Авиценна-6 ИЯУБ 33.19 с1248 – односекционная палатная кровать на подножниках.

Габаритные размеры кровати: 2040×800×875 мм.

Габаритные размеры ложа: 1980×790 мм.

Технические характеристики

- Конструкция кровати выполнена из металлических профильных и круглых труб с полимерным покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими растворами.
- Высота от ложа до пола – 500 мм.
- Металлическая сетка ложа изготовлена из стального прутка толщиной 5 мм с ячейками размером 50×80 мм.
- Торцевые спинки кровати изготовлены из металлической трубы со вставкой из ламинированного ДСП, подножники – из полиэтилена.

Дополнительные опции:

- подвесная сетка для вещей пациента;
- матрац в влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской, устойчивой к обработке дез. средствами, на молнии. Наполнитель матраца – пенополиуретан, эластичный лист толщиной 100 мм в бязевом наматрацнике.

Максимальная нагрузка: 140 кг.