

Кровать медицинская БелЭЗ КрМ-2

ИМ-7.109136 до 11.11.2025

палатная, конструкция сварная, двухсекционная,
регулировка подъема секций ручная, на колесах

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл / дерево
Характеристика материала конструкции	полимерно-порошковое покрытие
Конструкция	сварная
Количество секций	двухсекционная
Секции	головная
Регулировка подъема секций	ручная
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	180 кг

Углы подъема секций

Подъем головной секции	60 °
------------------------	------

Дополнительные характеристики

Кровать КрМ-2 производства БелЭЗ – медицинская двухсекционная кровать, предназначенная для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

Модели

Кровать медицинская КрМ-2-01	Кровать медицинская КрМ-2-01-К
	
С металлическим изголовьем	С деревянным изголовьем
<u>Материал:</u> сталь 08пс. <u>Опоры:</u> неподвижные.	<u>Материал:</u> сталь 08пс, плита древесно-стружечная ламинированная. <u>Опоры:</u> неподвижные.
Кровать медицинская КрМ-2-02	Кровать медицинская КрМ-2-02-К
	
С металлическим изголовьем, с колесами	С металлическим изголовьем, с колесами
<u>Материал:</u> сталь 08пс. <u>Опоры:</u> поворотный ролик с тормозом.	<u>Материал:</u> сталь 08пс, плита древесно-стружечная ламинированная. <u>Опоры:</u> поворотный ролик с тормозом.

Стандартный размер кровати (д×ш×в): 2050×900×500 мм.

Может быть изготовлена различных размеров:

длина от 1860 до 2200 мм;

ширина от 700 до 1200 мм;

высота от 400 до 600 мм.

Регулирование секций: подголовник – ступенчато 0-60°.

Покрытие: порошковое.

Максимальная нагрузка: 180 кг.

Срок службы: 8 лет.