

Кровать медицинская функциональная Heiler BH 101

ИМ-7.117268

универсальная, двухсекционная, регулировка
подъема секций механическая, с матрасом, на
колесах, 2080×960×920 мм

Hebei Jiede Medical Equipment, Китай



Характеристики

Назначение	универсальная
Количество секций	двухсекционная
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	2080×960×920 мм
Масса	60 кг

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская функциональная Heiler BH-101 – это надежное и практичное решение для ухода за больными и недееспособными людьми как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Кровать оснащена механическим приводом с червячной передачей, который обеспечивает плавную регулировку угла наклона головной секции, позволяя пациенту принимать физиологически комфортное положение.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов (сталь и ABS-пластик) гарантирует долговечность изделия и легкость в проведении регулярной санитарной обработки.

Особенности и преимущества

- **Прочность и гигиеничность:** основание кровати выполнено из стального профиля с порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам.

- **360-градусный доступ:** съемные спинки из ABS-пластика позволяют беспрепятственно проводить медицинские манипуляции с любой стороны.
- **Безопасность пациента:** металлические боковые ограждения (рейлинги) предохраняют пользователя от случайного падения.
- **Мобильность и устойчивость:** четыре стальных колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами обеспечивают легкое перемещение и надежную фиксацию кровати на месте.
- **Комфортное управление:** складная ручка привода легко убирается под торцевую спинку, не увеличивая габариты изделия в ограниченном пространстве.
- **Защита оборудования:** углы спинок оборудованы атравматическими бамперами для предотвращения повреждений при столкновении со стенами или мебелью.

Основные технические характеристики

Размеры кровати (Д×Ш×В)	2080×960×920 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	1960×900 мм
Высота от пола до ложа (без матраца)	500 мм
Секции	1. головная 2. фиксированная)
Тип привода	червячный механический
Угол наклона головной секции	от 0 до 75°
Диаметр колес	125 мм
Максимальная равномерная нагрузка	220 кг
Масса нетто	60 кг

Комплект поставки:

- Кровать – 1 шт.
- Боковые ограждения (рейлинги) – 2 шт.
- Стойка-держатель для инъекций (инфузионная стойка)
- Устройство для подтягивания (гусак)
- Двусторонний влагостойкий матрас (поролон и кокосовая койра) – 1 шт.
- Комплект колес с тормозами – 4 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

Сравнение моделей серии Heiler

Характеристика	Heiler BH-101	Heiler BH-102	Heiler BH-103	Heiler BH-113
Секции	головная / фиксированная	спинная / бедренная / голенная / фиксированная		
Регулировка секций	Спинная: до 75°	• Спинная: до 75° • Тазобедренная: до 30°		
Регулировка высоты	Нет	Нет	Есть	Нет
Сан. оснащение	Нет	Нет	Нет	Есть