

Кровать медицинская функциональная Heiler ВН 102

ИМ-7.117268

универсальная, четырехсекционная, регулировка  
подъема секций механическая, с матрасом, на  
колесах, 2080×960×920 мм

Hebei Jiede Medical Equipment, Китай



Характеристики

Назначение	универсальная
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	2080×960×920 мм
Масса	60 кг

Дополнительные характеристики

**Кровать медицинская функциональная Heiler ВН-102** – это современная многофункциональная модель с четырехсекционным ложем, разработанная для обеспечения высококачественного ухода за маломобильными и лежачими пациентами. Благодаря расширенному функционалу, включающему возможность создания положения «кардио-кресло» и наличие санитарного оснащения, кровать значительно облегчает проведение медицинских и гигиенических процедур, а также способствует эффективной профилактике осложнений длительного постельного режима.

Механический привод с червячной передачей обеспечивает плавную и бесшумную регулировку секций, что критически важно для комфорта и безопасности пациента при смене положения тела.

Особенности и преимущества

- **Четырехсекционная система:** стальное перфорированное ложе позволяет точно настраивать угол наклона секций (головной, тазобедренной и голеностопной) для создания оптимальных терапевтических позиций.
- **Позиция «кардио-кресло»:** возможность опускания ножной секции и подъема спинной секции до 75° помогает разгрузить сердечно-сосудистую систему и облегчает дыхание.
- **Надежный привод:** два червячных привода с эргономичными складными ручками обеспечивают легкое управление без рывков. Ручки убираются под торцевую спинку, не увеличивая внешние габариты кровати.
- **Высокое качество материалов:** рама из стального профиля с антикоррозийным эпоксидным покрытием и быстросъемные спинки из ABS-пластика обеспечивают долговечность и легкость дезинфекции.
- **Мобильность и безопасность:** стальные колеса диаметром 125 мм оснащены индивидуальными pedalными тормозами для надежной фиксации кровати.
- **Защита от травм:** спинки кровати оборудованы атравматическими угловыми бамперами.

#### Технические характеристики

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	2080×960×920 мм
Ложе (Д×Ш)	1960×900 мм
Высота от пола до ложа	500 мм
Количество секций	4 шт.
Регулировка секции	головной: от 0 до 75° тазобедренной: от 0 до 30°
Тип привода	червячный механический
Максимальная нагрузка	220 кг
Диаметр колес	125 мм
Масса нетто	60 кг

#### Комплектация:

- Кровать (рама с секциями) – 1 шт.
- Боковые ограждения (рейлинги) – 2 шт.
- Матрас влагостойкий двусторонний (поролон и кокосовая койра) – 1 шт.
- Стойка для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Устройство для подтягивания (гусак) – 1 шт.
- Санитарное судно – 1 шт.
- Комплект колес с тормозами – 4 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

### Сравнение моделей серии Heiler

Характеристика	Heiler BH-101	Heiler BH-102	Heiler BH-103	Heiler BH-113
Секции	головная / фиксированная	спинная / бедренная / голенная / фиксированная		
Регулировка секций	Спинная: до 75°	• Спинная: до 75° • Тазобедренная: до 30°		
Регулировка высоты	Нет	Нет	Есть	Нет
Сан. оснащение	Нет	Нет	Нет	Есть