

Кровать медицинская функциональная Heiler BH 103

ИМ-7.117268

универсальная, четырехсекционная, регулировка  
подъема кровати ручная, регулировка подъема секций  
механическая, с матрасом, на колесах, 2080×960×920-  
1170 мм

Hebei Jiede Medical Equipment, Китай



Характеристики

Назначение	универсальная
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	ручная
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	2080×960×920-1170 мм
Масса	80 кг

Дополнительные характеристики

**Кровать медицинская функциональная Heiler BH-103** – это профессиональное решение для обеспечения высококачественного ухода за пациентами в стационарных и домашних условиях. Четырёхсекционная конструкция с механическим приводом позволяет точно настраивать положение тела, обеспечивая комфорт больного и облегчая работу медицинского персонала или родственников.

Кровать оснащена тремя независимыми червячными приводами, которые позволяют плавно изменять не только углы наклона секций ложа, но и общую высоту кровати, что значительно упрощает перемещение пациента и проведение лечебных манипуляций.

Особенности и преимущества

- **Четырехсекционное ложе:** выполнено из перфорированной стали, что обеспечивает оптимальную поддержку и естественную вентиляцию.
- **Регулировка высоты:** возможность изменения расстояния от пола до ложа в диапазоне от 500 до 700 мм позволяет настроить кровать под рост пациента или удобство ухаживающего.
- **Червячный механический привод:** три складные ручки обеспечивают плавное управление без усилий и рывков.
- **Прочный каркас:** стальной профиль с экологически чистым эпоксидным покрытием устойчив к регулярной санитарной обработке.
- **Мобильность и безопасность:** стальные колеса диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами гарантируют легкое передвижение и надежную фиксацию на месте.
- **Защита пациента:** складные металлические рейлинги предотвращают риск случайного падения.
- **Комплексный подход:** наличие съемных спинок из ABS-пластика с атравматическими бамперами обеспечивает 360-градусный доступ к пациенту.

Технические характеристики

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	2080×960×920-1170 мм
Ложе (Д×Ш)	1960×900 мм
Высота ложа (без матраса)	500-700 мм
Количество секций	4 шт.
Угол наклона секций	• головной: от 0 до 75° • тазобедренной: от 0 до 30°
Максимальная нагрузка	220 кг
Тип привода	червячный механический (3 шт.)
Диаметр колес	125 мм
Масса нетто	80 кг

Комплектация:

- Кровать (рама с ложементами) – 1 шт.
- Боковые ограждения (рейлинги) – 2 шт.
- Двусторонний влагостойкий матрас (поролон + кокосовая койра) – 1 шт.
- Стойка для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Устройство для подтягивания (гусак) – 1 шт.
- Комплект колес с тормозами – 4 шт.
- Комплект крепежа и руководство – 1 компл.

### Сравнение моделей серии Heiler

Характеристика	Heiler BH-101	Heiler BH-102	Heiler BH-103	Heiler BH-113
Секции	головная / фиксированная	спинная / бедренная / голенная / фиксированная		
Регулировка секций	Спинная: до 75°	• Спинная: до 75° • Тазобедренная: до 30°		
Регулировка высоты	Нет	Нет	Есть	Нет
Сан. оснащение	Нет	Нет	Нет	Есть