

Кровать медицинская функциональная Heiler ВН 113 санитарная

ИМ-7.117268

универсальная, четырехсекционная, регулировка подъема секций механическая, с матрасом, на колесах, 2080×960×920 мм

Hebei Jiede Medical Equipment, Китай



Характеристики

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Назначение                 | универсальная                |
| Количество секций          | четырёхсекционная            |
| Секции                     | бедренная / спинная / ножная |
| Регулировка подъема секций | механическая                 |
| Боковые барьеры            | Да                           |
| Матрас                     | Да                           |
| Колеса                     | Да                           |

Габариты

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Размер | 2080×960×920 мм |
| Масса  | 60 кг           |

Дополнительные характеристики

**Кровать медицинская функциональная Heiler ВН-113** – это флагманская модель в линейке, специально разработанная для обеспечения максимально эффективного и комфортного ухода за маломобильными и лежачими пациентами в домашних условиях и стационарах. Устройство сочетает в себе расширенный функционал для профилактики пролежней, интегрированное санитарное оснащение и систему трансформации, позволяющую пациенту принимать физиологически оптимальные положения для отдыха и приема пищи.

Механический привод с червячной передачей обеспечивает плавную смену конфигурации лежа без рывков, что минимизирует дискомфорт для больного и снижает физическую нагрузку на ухаживающий персонал.

Основные функции и особенности

- **Система переворачивания пациента:** боковые секции ложа поднимаются при помощи вращения приводных рукояток, что позволяет мягко и безопасно менять положение тела больного, предотвращая застойные явления и образование пролежней.
- **Режим «Кардио-кресло»:** функциональное четырехсекционное ложе трансформируется в положение кресла за счет опускания ножной части, что облегчает работу сердечно-сосудистой системы и повышает удобство при приеме пищи или проведении процедур.
- **Интегрированное санитарное оснащение:** кровать оборудована выдвижным механизмом для судна, который синхронно открывает люк в основании ложа, обеспечивая гигиеничность и комфорт.
- **Уход за головой:** в комплект входит специальная ванночка для мытья головы со сливом, которая устанавливается на место съемной части матраса.
- **Прочность и защита:** стальное основание покрыто экологически чистой эпоксидной краской, устойчивой к коррозии и дезинфекции, а съемные спинки из ABS-пластика оснащены атравматическими угловыми бамперами.
- **Механическая надежность:** три складные ручки привода обеспечивают плавную регулировку, после чего легко убираются под изножье, сохраняя компактность кровати.
- **Безопасность перемещения:** стальные колеса диаметром 125 мм защищены пластиковыми кожухами и оснащены индивидуальными тормозами для надежной фиксации.

#### Технические характеристики

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Размеры кровати (Д×Ш×В)   | 2080×960×920 мм                         |
| Размеры ложа (Д×Ш)        | 1960×900 мм                             |
| Высота ложа (без матраса) | 500 мм                                  |
| Количество секций         | 4 шт.                                   |
| Угол наклона секций       | головной: 0-75°<br>тазобедренной: 0-30° |
| Максимальная нагрузка     | 220 кг                                  |
| Диаметр колес             | 125 мм                                  |
| Тип привода               | червячный механический                  |
| Масса нетто               | 60 кг                                   |

#### Комплект поставки:

- Кровать медицинская – 1 шт.
- Матрас влагостойкий двусторонний (поролон и кокосовая койра) в непромокаемом чехле – 1 шт.
- Боковые ограждения (рейлинги) – 2 шт.
- Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт.
- Устройство для подтягивания (гусак) – 1 шт.
- Санитарное оснащение (выдвижное судно) – 1 шт.
- Ванночка для мытья головы со сливным шлангом – 1 шт.
- Надкроватный столик – 1 шт.
- Комплект крепежа и паспорт изделия – 1 компл.

### Сравнение моделей серии Heiler

| Характеристика     | Heiler BH-101               | Heiler BH-102                                     | Heiler BH-103 | Heiler BH-113 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Секции             | головная /<br>фиксированная | спинная / бедренная /<br>голенная / фиксированная |               |               |
| Регулировка секций | Спинная: до 75°             | • Спинная: до 75°<br>• Тазобедренная: до 30°      |               |               |
| Регулировка высоты | Нет                         | Нет                                               | Есть          | Нет           |
| Сан. оснащение     | Нет                         | Нет                                               | Нет           | Есть          |