

## Кровать медицинская Медтехноцентр КФЭ 2

ИМ-7.113193

для интенсивной терапии, трехсекционная,  
регулировка подъема кровати электромеханическая,  
регулировка подъема секций электромеханическая, со  
стойкой для подтягивания пациентов, на колесах,  
2190×935×870 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	для интенсивной терапии
Характеристика материала конструкции	металл в полимере
Количество секций	трехсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Нагрузка на изделие	220 кг

### Углы подъема секций

---

Подъем спинной секции	0-85 °
Подъем бедренной секции	0-35 °
Подъем ножной секции	0-26 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	0-29/0-27 °

### Габариты

---

Размер	2190×935×870 мм
--------	-----------------

Длина	2190 мм
Ширина	935 мм
Высота кровати	870-870 мм
Высота до ложа	495-885 мм
Масса	105 кг

## Дополнительные характеристики

---

**Кровать медицинская функциональная с электроприводом КФЭ 2** позволяет без перекладывания пациента, перемещать его в пределах лечебного учреждения и выполнять рентгенологические, ультразвуковые и другие виды обследования.

### Характеристики:

- Конструкция кровати сборная и изготовлена из профильного и листового металла с полимерным покрытием.
- Кровать управляется электро-механически с пульта управления.
- Торец-спинки быстросъемные.
- Диаметр колеса 125 мм (по заказу диаметр колес можно изменить).
- Грузоподъемность колеса 100 кг.
- Система блокировки – центральный тормоз на все колеса.
- Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колёсах по твёрдому горизонтальному покрытию, прикладываемое к середине торец-спинки кровати не более 25 кг.
- Усилие, необходимое для складывания боковых ограждений не более 10 кг, на поручень для самоподнимания пациента не более 135 кг.
- Диапазон подъёма ложа кровати не более 390 мм.
- Кровать подключается к сети переменного тока напряжением 230±23 В и частотой 50±1 Гц.
- Потребляемая мощность 500 Вт, питание актуаторов и пульта управления 24 В.
- Без штатива для длительных вливаний и поручня для самоподнимания максимальные габаритные размеры ложа кроватей 2000х800 мм, габаритные размеры 2190х935х870 мм, масса 105 кг.

### Дополнительные опции и аксессуары:

- съемное устройство для самоподнимания пациентов;
- штатив для длительных вливаний;
- крепежные элементы для мочеприемника;
- крепежная полка для кардиомонитора.