

## Кровать медицинская Вест 900 с1127 / с1128

ИМ-7.109148 до 11.11.2025

палатная, конструкция сборная, односекционная, с матрасом, на колесах, на опорах, 2035×900×1000 мм

Ольса ОАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	профильная труба / полимерное покрытие / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	односекционная
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Опоры	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	140 кг

### Габариты

---

Размер	2035×900×1000 мм
Высота до ложа	-500 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Кровать медицинская Вест 900 ИЯУБ 18.19 с1127 и с1128** – односекционная палатная кровать.

#### Модели:

- с1127 – на подножниках.
- с1128 – на колесах.

**Габаритные размеры:** 2035×900×1000 мм.

С доп. опциями: 2040×1020×1000 мм.

### **Технические характеристики**

- Конструкция кровати выполнена из металлических труб с полимерным покрытием.
- Ложе – профильная труба 40×25×1.4 мм, металлическая сетка из стального прутка толщиной 5 мм с ячейками размером 50×80 мм, с дополнительной перемычкой, обеспечивающей жесткость конструкции.
- Высота от ложа до пола – 500 мм.
- Торцевые спинки кровати изготовлены из металлической трубы (□28×1.5) со вставкой из ламинированного ДСП, на подножниках из полиэтилена либо на колесах.
- Благодаря полимерному покрытию поверхность кроватей устойчива к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими растворами. Цвет белый.

### **Дополнительные опции:**

- съемные складывающиеся барьеры;
- инфузионная телескопическая стойка;
- подвесная сетка для вещей пациента;
- матрас в влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской (на молнии). Наполнитель матраса – пенополиуретан, эластичный лист толщиной 100 мм.

**Максимальная нагрузка:** 140 кг.