

Кровать медицинская Nitro HB 7000

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,
четырёхсекционная, регулировка подъема кровати
электропривод, 2245×1026×290-690 мм

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Габариты

Размер	2245×1026×290-690 мм
--------	----------------------

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская NITRO HB 7000 представляет собой функциональную кровать с четырьмя электроприводами (4М), обеспечивающими широкий спектр регулировок для придания телу пациента требуемых терапевтических положений.

Область применения: отделения интенсивной терапии, палаты общего профиля, реабилитационные центры и домашний уход.

Функциональные особенности и преимущества

- **Электромеханическое управление:** изменение высоты ложа, углов наклона спинной и ножной секций осуществляется с помощью приводов LINAK или DEWERT.
- **Расширенные положения:** поддержка положений Тренделенбурга и Антитренделенбурга (12°/12°), а также положений Фаулера и васкулярных позиций.
- **Безопасность пациента:** модель оснащена съемными односекционными боковыми ограждениями решетчатого типа, выдерживающими нагрузку до 75 кг на каждое.
- **Мобильность и надежность:** каркас выполнен из труб круглого и профильного сечения с электростатическим порошковым покрытием. Четыре одинарных колеса диаметром 125 мм имеют

линейную систему блокировки.

- **Функция авторегрессии:** смещение секций при подъеме на 100 мм снижает давление на область таза и предотвращает образование пролежней.
- **Гигиеничность:** все поверхности устойчивы к дезинфицирующим средствам.

Основные параметры модели NITRO HB 7000

Габаритные размеры (Д×Ш)	2245×1026 мм
Диапазон регулировки высоты	290-690 мм
Максимальная нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	75°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	30° / 12°
Масса кровати	110 кг
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная аккумуляторная батарея для автономной работы при перевозке пациента.
- Механические или электронные рычаги CPR для быстрого перевода кровати в горизонтальное положение при реанимации.
- Различные типы матрасов: пенополиуретановые высокой плотности или противопролежневые матрасы VISCO с эффектом памяти.
- Дополнительные аксессуары: слот для вещей пациента, держатели для судна/утки, инфузионная стойка и балканская рама.
- Удлинение ложа на 180-350 мм для пациентов высокого роста.

Сравнительные характеристики моделей NITRO HB серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка	225 кг					275 кг	225 кг
Количество приводов	4		2		4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да		Нет		Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро		Нет		Электро		