

Кровать медицинская Nitro HB 7210

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,
четырёхсекционная, регулировка подъема кровати
электропривод, 2245×1026×290-690 мм

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Габариты

Размер	2245×1026×290-690 мм
--------	----------------------

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская NITRO HB 7210 — четырёхсекционная функциональная кровать с четырьмя электрическими приводами (4M), обеспечивающими полную артикуляцию ложа для комфортного размещения пациента и проведения лечебных манипуляций. Модель разработана для эксплуатации в медицинских учреждениях и домашних условиях, обеспечивая высокий уровень безопасности и маневренности.

Область применения: палаты общего профиля, реабилитационные центры, отделения интенсивной терапии и домашний уход.

Функциональные особенности и преимущества

- **Электромеханическое управление:** изменение высоты основания, углов наклона спинной и ножной секций, а также положений Тренделенбурга осуществляется с помощью надежных приводов LINAK или DEWERT.
- **Авторегрессия:** при подъеме спинной секции происходит ее автоматическое смещение на 100 мм назад, что снижает давление на область таза пациента и способствует профилактике образования пролежней.

- **Безопасность пациента:** кровать оснащена боковыми односекционными металлическими ограждениями решетчатого типа с полимерным порошковым покрытием. Каждое ограждение выдерживает нагрузку до 75 кг и имеет три фиксированных положения по высоте.
- **Прочная конструкция:** каркас выполнен из стальных труб с антистатическим электростатическим порошковым покрытием толщиной не менее 40 мкм, устойчивым к дезинфицирующим средствам.
- **Мобильность:** четыре одинарных колеса диаметром 125 мм с вращением на 360° обеспечивают легкое перемещение. Система тормозов линейного типа блокирует два колеса по диагонали или все четыре колеса (в зависимости от комплектации).
- **Гигиеничность:** основание (ложе) выполнено из металлических секционных решеток, что обеспечивает оптимальную вентиляцию и легкость санитарной обработки.

Основные параметры модели NITRO HB 7210

Габаритные размеры (Д×Ш)	2245×1026 мм
Диапазон регулировки высоты	290-690 мм
Максимальная нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	75°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	30° / 12°
Положения Тренделенбург / Антитренделенбург	12° / 12°
Масса кровати	125 кг
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная аккумуляторная батарея (24 В, 1.3 А-ч) для автономной работы при транспортировке пациента.
- Механические рычаги CPR в зоне изголовья для быстрого ручного опускания секций при реанимации.
- Панель управления или панель блокировки для медицинского персонала.
- Различные типы матрасов: пенополиуретановые разной плотности или противопролежневые матрасы VISCO с эффектом памяти.
- Дополнительные аксессуары: инфузионная стойка (до 2 кг на крючок), держатели для судна/утки, слот для вещей пациента, вспомогательный упор для вставания и балканская рама.
- Удлинение основания ложа на 180-350 мм для пациентов высокого роста.

Сравнительные характеристики моделей NITRO HB серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка	225 кг					275 кг	225 кг
Количество приводов	4		2		4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да		Нет		Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро		Нет		Электро		