

Кровать медицинская Nitro HB 7220

ИМ-7.117771

универсальная, четырехсекционная, 2200×1026×290 мм

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Турция



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Количество секций	четырёхсекционная

Габариты

Размер	2200×1026×290 мм
--------	------------------

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская NITRO HB 7220 — функциональная четырехсекционная кровать с двумя электроприводами (2М). Модель отличается фиксированной высотой ложа и использованием деревянных боковых ограждений, что делает её оптимальным выбором для реабилитационных центров и учреждений по уходу, где важен не только функционал, но и эстетичный внешний вид.

Область применения: палаты общего профиля, реабилитационные центры, учреждения социального обслуживания и домашний уход.

Функциональные особенности и преимущества

- **Двухсекционное электроуправление:** регулировка углов наклона спинной и ножной секций осуществляется плавно с помощью электрических приводов (производства LINAK или DEWERT), обеспечивая пациенту комфортное положение для отдыха и приема пищи.
- **Эстетичные боковые ограждения:** модель оснащена ограждениями в виде двух ламелей из древесины с каждой стороны. Ламели легко перемещаются по направляющим и фиксируются на нужном уровне, обеспечивая защиту от падения (допустимая нагрузка на ограждение – 50 кг).
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции она автоматически смещается назад на 100 мм. Это снижает избыточное давление на область таза и живота пациента, снижая риск возникновения пролежней и обеспечивая дополнительный комфорт.
- **Надежная металлическая конструкция:** каркас выполнен из стальных труб круглого и профильного сечения с полимерным порошковым покрытием (толщиной не менее 40 мкм), обладающим

антистатическими свойствами и устойчивостью к дезинфекции.

- **Гигиеничное основание:** ложе кровати состоит из четырех подвижных секций, выполненных в виде металлических решеток, что гарантирует отличную вентиляцию матраца и простоту санитарной обработки.
- **Маневренность и устойчивость:** четыре одинарных колеса диаметром 125 мм с вращением на 360° позволяют легко перемещать кровать. Тормозная система линейного типа обеспечивает надежную блокировку колес.

Основные параметры модели NITRO НВ 7220

Габаритные размеры (Д×Ш)	2200×1026 мм
Высота ложа	290 мм
Максимальная нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	75°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	30° / 12°
Масса кровати	85 кг
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Различные типы медицинских матрацев: пенополиуретановые высокой плотности или противопролежневые матрацы VISCO с эффектом памяти.
- Инфузионная стойка-штатив для проведения внутривенных вливаний (нагрузка до 2 кг на крючок).
- Встроенная аккумуляторная батарея для обеспечения регулировок при транспортировке или отключении питания.
- Дополнительные аксессуары: держатели для судна или утки, слот для вещей пациента, верхний поручень для самоподнимания и балканская рама.
- Удлинение основания (ложа) на 180-350 мм для пациентов высокого роста.
- Защитные протекторы-бамперы на углах кровати для предотвращения повреждений стен.

Сравнительные характеристики моделей NITRO НВ серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка	225 кг					275 кг	225 кг
Количество приводов	4		2		4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да		Нет		Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро		Нет		Электро		