

## Кровать медицинская Nitro HB 7230

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,  
четырёхсекционная, 2245×1000×290 мм

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim  
Sirketi, Турция



### Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная

### Габариты

Размер	2245×1000×290 мм
--------	------------------

### Дополнительные характеристики

**Кровать медицинская NITRO HB 7230** — функциональная четырёхсекционная кровать с двумя электроприводами (2М), предназначенная для комфортного размещения пациента и обеспечения необходимых терапевтических положений. Модель отличается фиксированной высотой ложа и оснащена металлическими боковыми ограждениями, что делает её надежным решением для палат общего профиля и домашнего ухода.

**Область применения:** отделения общего профиля, реабилитационные центры, учреждения по уходу и домашние условия.

### Функциональные особенности и преимущества

- **Двухсекционное электроуправление:** регулировка углов наклона спинной и ножной секций осуществляется плавно с помощью электрических приводов (производства LINAК или DEWERT), позволяя пациенту принимать удобные положения для отдыха, приема пищи или чтения.
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции она автоматически смещается назад на 100 мм. Это значительно снижает давление на область таза и живота, предотвращая сдавливание мягких тканей и способствуя профилактике образования пролежней.
- **Надежные боковые ограждения:** кровать оснащена односекционными металлическими ограждениями решетчатого типа с каждой стороны. Они имеют полимерное порошковое покрытие с антистатическими свойствами и выдерживают нагрузку до 75 кг каждое.

- **Прочная металлическая конструкция:** каркас и ложе выполнены из стальных труб с электростатическим порошковым покрытием (толщиной не менее 40 мкм), устойчивым к многократной дезинфекции.
- **Гигиеничность ложа:** секции основания выполнены в виде металлических решеток, что обеспечивает отличную вентиляцию матраца и легкость санитарной обработки.
- **Маневренность:** кровать установлена на четыре одинарных колеса диаметром 125 мм с вращением на 360°. Линейная система блокировки позволяет фиксировать колеса перекрестно по диагонали для устойчивого положения изделия.

#### Основные параметры модели NITRO НВ 7230

Габаритные размеры (Д×Ш)	2245×1000 мм
Высота ложа (фиксированная)	290 мм
Максимальная рабочая нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	75°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	30° / 12°
Масса кровати	80 кг
Диаметр колес	125 мм

#### Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея (24 В, 1.3 А-ч) для регулировки положений при отсутствии электропитания.
- Механические рычаги CPR по обеим сторонам кровати для быстрого ручного опускания секций в горизонтальное положение при реанимации.
- Различные типы медицинских матрацев: пенополиуретановые разной плотности или противопролежневые матрацы VISCO с «эффектом памяти».
- Дополнительные принадлежности: инфузионная стойка (нагрузка до 2 кг на крючок), держатели для судна/утки, слот для вещей пациента и поручень для самоподнимания.
- Удлинение основания (ложа) на 180-350 мм для пациентов высокого роста.
- Балканская рама для скелетного вытяжения или дополнительной опоры пациента.

#### Сравнительные характеристики моделей NITRO НВ серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка	225 кг					275 кг	225 кг
Количество приводов	4		2		4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да		Нет		Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро		Нет		Электро		