

## Кровать медицинская Nitro HB 7240

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,  
четырёхсекционная, регулировка подъема кровати  
электропривод, 2090×1020×370-770 мм

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim  
Sirketi, Турция



### Характеристики

---

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

### Габариты

---

Размер	2090×1020×370-770 мм
--------	----------------------

### Дополнительные характеристики

---

**Кровать медицинская NITRO HB 7240** — высокофункциональная четырёхсекционная кровать с тремя (3М) или четырьмя (4М) электрическими приводами. Модель отличается увеличенным диапазоном регулировки высоты и использованием современных материалов, обеспечивающих долговечность и высокий уровень гигиены в условиях стационара.

**Область применения:** отделения интенсивной терапии, реанимации, профильные отделения стационаров и реабилитационные центры.

### Функциональные особенности и преимущества

- **Электромеханическое управление:** регулировка секций и высоты осуществляется приводами LINAK или DEWERT. Версия 4М дополнительно поддерживает электропривод положений Тренделенбурга и Антитренделенбурга.
- **Конструкция основания:** ложе кровати выполнено из съемных металлических секционных панелей (перфорированных пластин), что упрощает санитарную обработку и обеспечивает надежную опору для матраца.

- **Система боковых ограждений:** модель оснащена двухсекционными складными алюминиевыми поручнями (по 2 секции с каждой стороны). Ограждения обеспечивают максимальную безопасность пациента и выдерживают нагрузку до 100 кг на каждое.
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции происходит ее автоматическое смещение назад на 100 мм. Это снижает давление на область таза и живота, значительно уменьшая риск образования пролежней.
- **Мобильность и устойчивость:** ходовая часть в виде рамы из профильных труб оснащена четырьмя одинарными колесами диаметром 125 мм с тормозной системой линейной блокировки.
- **Долговечное покрытие:** все металлические элементы защищены антистатическим полимерным порошковым покрытием толщиной не менее 40 мкм, устойчивым ко всем видам дезинфицирующих средств.

#### Основные параметры модели NITRO HB 7240

Габаритные размеры (Д×Ш)	2090×1020 мм
Диапазон регулировки высоты	370-770 мм
Максимальная нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	70°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	35° / 15°
Тренделенбург / Антитренделенбург (только 4М)	16° / 16°
Масса кровати	110 кг (3М) / 125 кг (4М)
Диаметр колес	125 мм

#### Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная аккумуляторная батарея (24 В, 1.3 А-ч) для автономной работы регулировок.
- Панель управления или панель блокировки для медицинского персонала.
- Механические или электронные рычаги CPR для экстренного опускания спинной секции.
- Специализированные матрасы: пенополиуретановые высокой плотности или противолежневые VISCO с эффектом памяти.
- Дополнительные аксессуары: инфузионная стойка (до 2 кг на крючок), держатели для судна/утки, слот для вещей пациента и верхний поручень.
- Удлинение основания ложа на 180-350 мм.
- Центральная система блокировки колес и пятое колесо для улучшения маневренности.

**Сравнительные характеристики моделей NITRO HB серии 7**

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
<b>Высота ложа</b>	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
<b>Макс. нагрузка</b>	225 кг					275 кг	225 кг
<b>Количество приводов</b>	4		2		4	3	4
<b>Тренделенбург / Антитренделенбург</b>	Да		Нет		Да	Нет	Да
<b>Регулировка высоты</b>	Электро		Нет		Электро		