

Кровать медицинская Nitro HB 7250

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,
четырёхсекционная, регулировка подъема кровати
электропривод



Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция

Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская NITRO HB 7250 — многофункциональная четырёхсекционная кровать с тремя (3М) или четырьмя (4М) электрическими приводами, специально разработанная для обеспечения комфорта и безопасности пациентов в процессе реанимации и реабилитации. Модель отличается низким диапазоном регулировки высоты и наличием специализированных модификаций для разных категорий пациентов.

Область применения: отделения интенсивной терапии, реабилитационные центры, палаты длительного ухода и домашнее использование.

Функциональные особенности и преимущества

- **Электромеханическая регулировка:** независимые приводы (LINAK или DEWERT) позволяют плавно изменять высоту ложа, угол наклона спинной и ножной секций.
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции происходит её автоматическое смещение назад на 100 мм, что минимизирует сдавливание брюшной полости и снижает риск развития пролежней.
- **Модификации ложа:** модель выпускается в стандартном исполнении 7250(S) и расширенной версии 7250(K). Вариант 7250(K) поддерживает опцию расширения ширины основания на 180 мм для крупных пациентов.
- **Безопасность и ограждения:** в зависимости от версии кровать оснащается металлическими односекционными (S) или двухсекционными (K) ограждениями решетчатого типа, выдерживающими значительные нагрузки.

- **Надежность конструкции:** металлический каркас защищен антистатическим полимерным порошковым покрытием (толщиной не менее 40 мкм), устойчивым к регулярной дезинфекции.
- **Маневренность:** кровать снабжена четырьмя колесами диаметром 125 мм с системой линейной блокировки, обеспечивающей устойчивую фиксацию в выбранном месте.

Основные параметры модели NITRO HB 7250

Габаритные размеры (Д×Ш)	• 2215×1030 мм (S) • 2235×1200 мм (K)
Диапазон регулировки высоты	290-665 мм
Максимальная рабочая нагрузка	• 250 кг (S) • 275 кг (K)
Угол подъема спинной секции	70°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	35° / 15°
Масса кровати	• 90 кг (S) • 110 кг (K)
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Удлинение основания (ложа) на 180-350 мм для пациентов высокого роста.
- Встроенная аккумуляторная батарея для регулировки положений при транспортировке.
- Панель управления медицинского персонала с функцией блокировки клавиш.
- Механические рычаги CPR для экстренного перевода ложа в горизонтальное положение.
- Медицинские матрасы: пенополиуретановые высокой плотности или противопролежневые VISCO с эффектом памяти.
- Дополнительные аксессуары: инфузионная стойка, держатели для судна/утки, слот для вещей пациента и поручень для самоподнимания.

Сравнительные характеристики моделей NITRO HB серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм		290 (фикс.) мм		370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка			225 кг			275 кг	225 кг
Количество приводов	4		2		4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да		Нет		Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро		Нет			Электро	