

Кровать медицинская Nitro NB 7260

ИМ-7.117771

универсальная, конструкция сборная,
четырёхсекционная, регулировка подъема кровати
электропривод

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Конструкция	сборная
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская NITRO NB 7260 — функциональная четырёхсекционная кровать, оснащенная четырьмя электрическими приводами (4M). Данная модель обеспечивает максимальную артикуляцию ложа, включая регулировку высоты и положения Тренделенбурга, что позволяет использовать ее в самых сложных клинических сценариях для обеспечения комфорта пациента и удобства работы медицинского персонала.

Область применения: отделения интенсивной терапии (реанимация), профильные стационары медицинских учреждений, реабилитационные центры.

Функциональные особенности и преимущества

- **Четырёхмоторная система управления:** независимые электроприводы (производства LINAK или DEWERT) обеспечивают плавную регулировку угла наклона спинной и ножной секций, высоты ложа и продольных наклонов (Тренделенбург / Антитренделенбург).
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции она автоматически смещается назад на 100 мм, что значительно снижает давление на область таза и снижает риск возникновения пролежней.
- **Боковые ограждения:** модель оснащена двухсекционными складными алюминиевыми ограждениями решетчатого типа. Они обеспечивают высокий уровень безопасности, выдерживая нагрузку до 100 кг на каждое ограждение.
- **Надежность и долговечность:** металлический каркас защищен антистатическим полимерным порошковым покрытием толщиной не менее 40 мкм, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.

- **Мобильность:** кровать установлена на одинарные колеса диаметром 125 мм с вращением на 360°. Опционально доступна центральная система блокировки тормозов.
- **Гигиеничность ложа:** в стандартном исполнении ложе выполнено из металлических секционных решеток, обеспечивающих вентиляцию матраца. Опционально доступна поверхность из АБС-пластика.

Основные параметры модели NITRO НВ 7260

Габаритные размеры (Д×Ш)	2090×1072 мм
Диапазон регулировки высоты	370-770 мм
Максимальная рабочая нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	70°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	35° / 15°
Положения Тренделенбург / Антитренделенбург	16° / 16°
Масса кровати	125 кг
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная аккумуляторная батарея (24 В, 1.3 А-ч) для сохранения функциональности при транспортировке или отключении сети.
- Панель управления (контроллер) для медицинского персонала с функцией блокировки клавиш и поддержкой кардиального режима.
- Механические рычаги CPR для экстренного опускания спинной секции вручную.
- Специализированные матрацы: пенополиуретановые высокой плотности или противопролежневые VISCO с эффектом памяти.
- Дополнительные принадлежности: инфузионная стойка (нагрузка до 2 кг), держатели для судна/утки, слот для вещей пациента и вспомогательный поручень.
- Удлинение основания (ложа) на 180-350 мм.

Сравнительные характеристики моделей NITRO НВ серии 7

Параметр	7000	7210	7220	7230	7240	7250	7260
Высота ложа	290-690 мм	290 (фикс.) мм	290 (фикс.) мм	290 (фикс.) мм	370-770 мм	290-665 мм	370-770 мм
Макс. нагрузка	225 кг				275 кг	275 кг	225 кг
Количество приводов	4	2	2	2	4	3	4
Тренделенбург / Антитренделенбург	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Регулировка высоты	Электро	Нет	Нет	Нет	Электро	Электро	Электро