

Кровать медицинская Nitro HB 8000

ИМ-7.117771

универсальная, четырехсекционная, регулировка подъема кровати электропривод

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Турция



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская Nitro HB 8000 – это современная четырехсекционная функциональная кровать с электрическим приводом и колонной системой исполнительных механизмов. Она специально разработана для обеспечения комфортного размещения и безопасности пациентов в стационарных отделениях медицинских учреждений, включая палаты интенсивной терапии и реанимации.

Функциональные и конструктивные преимущества:

- **Колонная система регулировки:** использование функциональных стоек вместо традиционных механизмов обеспечивает высокую стабильность ложа и облегчает санитарную обработку основания.
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции расстояние между ней и тазовой секцией увеличивается на 100 мм. Это позволяет избежать сдавливания мягких тканей пациента, снижает давление на область таза и предотвращает сползание.
- **Диагностические возможности:** спинная секция выполнена из рентгенопрозрачного HPL-пластика и оснащена встроенным держателем для рентгеновской кассеты, что позволяет проводить обследования без перемещения пациента.
- **Система безопасности CPR:** для проведения реанимационных мероприятий предусмотрено экстренное опускание спинной секции с помощью механических рычагов с двух сторон (ручное управление) или через электронную панель медицинского персонала.
- **Повышенная маневренность:** кровать оснащена колесами диаметром 150 мм с центральной системой блокировки. Дополнительное пятое колесо диаметром 125 мм значительно упрощает управление при транспортировке в узких коридорах и на поворотах.
- **Материалы и гигиена:** быстросъемные торцевые панели и складные боковые ограждения изготовлены из ударостойкого антистатического ABS-пластика. Металлические части защищены полимерным порошковым покрытием, устойчивым к многократной дезинфекции.

Геометрические параметры и нагрузка

Размеры кровати	2260×1025 мм
Размеры ложа	2000×860 мм
Высота ложа	• min: 480 мм • max: 880 мм
Максимальная нагрузка	300 кг
Диаметр основных колес	150 мм
Диаметр пятого колеса	125 мм

Функциональные регулировки

Угол наклона спинной секции	0-70°
Угол наклона секции бедра	0-30°
Угол наклона секции голени	0-15°
Тренделенбург / Анти-Тренделенбург	18° / 17°
Величина авторегрессии спинной секции	100 мм

Комплект поставки:

- функциональная кровать со встроенной АКБ;
- инфузионная телескопическая стойка (4 крючка);
- проводной пульт пациента и панель управления медперсонала;
- держатели мочеприемного мешка и дренажные крюки;
- угломеры в боковых ограждениях;
- комплект защитных бамперов по углам ложа.