

## Кровать медицинская Nitro HB 8120

ИМ-7.117771

универсальная, четырехсекционная, регулировка подъема кровати электропривод

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Турция



### Характеристики

---

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	электропривод

### Дополнительные характеристики

---

**Кровать медицинская NITRO HB 8120** – функциональная четырехсекционная кровать с двумя электроприводами (2М), предназначенная для комфортного размещения и лечения пациентов в условиях стационара. Модель сочетает в себе высокую прочность стального каркаса и эргономичность панелей из ABS-пластика, что делает ее оптимальным выбором для отделений интенсивной терапии и палат общего профиля.

**Область применения:** отделения интенсивной терапии, реанимационные залы, реабилитационные центры и профильные отделения медицинских учреждений.

### Функциональные особенности и преимущества

- **Электромеханическое управление:** изменение углов наклона спинной и ножной секций осуществляется плавно с помощью надежных приводов LINAK или DEWERT.
- **Функция авторегрессии:** при подъеме спинной секции происходит ее автоматическое смещение назад на 100 мм, что снижает избыточное давление на область таза пациента и способствует профилактике образования пролежней.
- **Безопасность пациента:** кровать оснащена четырехсекционными боковыми ограждениями из ударостойкого ABS-пластика с интегрированными указателями угла наклона спинной секции. Ограждения выдерживают нагрузку до 75 кг на каждое.
- **Прочная конструкция:** каркас выполнен из стальных труб с антистатическим полимерным порошковым покрытием (толщиной 40-90 мкм), устойчивым к многократной дезинфекции.
- **Гигиеничность:** секции основания (ложа) выполнены из ударостойкого полимерного материала (полипропилена или ABS-пластика), что облегчает санитарную обработку и обеспечивает долговечность.
- **Мобильность:** четыре одинарных колеса диаметром 125 мм с вращением на 360° и системой линейной блокировки позволяют надежно фиксировать кровать в выбранном положении.

## Основные параметры модели NITRO НВ 8120

Габаритные размеры (Д×Ш)	2260×1025 мм
Высота ложа (фиксированная)	505 мм
Максимальная нагрузка	250 кг
Угол подъема спинной секции	70°
Угол подъема ножной секции (бедро/голень)	30° / 15°
Масса кровати	130 кг
Диаметр колес	125 мм

## Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Встроенная аккумуляторная батарея (24 В, 1.3 А-ч) для сохранения функциональности при транспортировке или отключении сети.
- Панель управления для медицинского персонала с функцией блокировки клавиш.
- Рентгенопрозрачное основание секции спины с держателем рентгеновской кассеты.
- Телескопическое расширение основания ложа на 300 мм или удлинение на 150-350 мм.
- Специализированные матрасы (пенополиуретановые или противопролежневые VISCO с эффектом памяти).
- Центральная система блокировки колес и пятое колесо для улучшения маневренности.
- Дополнительные аксессуары: вспомогательный упор для вставания, рама Балканского, слот для личных вещей, держатели для судна/утки.

## Сравнение моделей NITRO НВ серии 8

Параметр	8120	8130	8140
Габариты (Д×Ш)	2260×1025 мм		
Размеры ложа	2100×860 мм		
Высота ложа	505 мм (фикс.)	370-650 мм	370-800 мм
Макс. нагрузка	250 кг	250 кг	275 кг
Кол-во приводов	2	3	4
Тренделенбург	Нет	Нет	Да
Боковые ограждения	Пластик ABS		