

## Кровать медицинская Lojer ScanAfia X HS-290

ИМ-7.111767 до 22.04.2027

палатная, двухсекционная, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



### Характеристики

---

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	двухсекционная
Секции	спинная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Нагрузка на изделие	260 кг

### Углы подъема секций

---

Подъем спинной секции	70 °
-----------------------	------

### Габариты

---

Длина	2160 мм
Ширина	1020 мм
Высота кровати	300-820 мм
Масса	111 кг