medca+alog

Кровать медицинская Lojer Salli H-280

ИМ-7.111767 до 22.04.2027

реанимационная, двухсекционная, регулировка подъема кровати гидропривод, регулировка подъема секций механическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

 Назначение
 реанимационная

 Характеристика материала конструкции
 нержавеющая сталь

 Количество секций
 двухсекционная

 Секции
 спинная

CONQIIII CON

Регулировка подъема кровати гидропривод

Регулировка подъема секций механическая

Боковые барьеры Да

Матрас Да

Колеса Да

Нагрузка на изделие 170 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции 70°

Тренделенбург/антиТренделенбург 12/14°

Габариты

Длина 2220 мм

Ширина 900 мм

Высота кровати 460-810 мм

Масса 111 кг