

Кровать медицинская Здоровье-2 с1130м

ИМ-7.109489/2112 до 28.01.2026

для реабилитации, конструкция сборная,
двухсекционная, регулировка подъема секций ручная /
механическая, с матрасом, на колесах,
2200×1030×1045 мм

Ольса ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для реабилитации
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	круглая труба / ЛДСП / полимерное покрытие / сталь / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	двухсекционная
Секции	спинная / ножная
Регулировка подъема секций	ручная / механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	180 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0-60 °
Подъем ножной секции	0-22 °

Габариты

Размер	2200×1030×1045 мм
Высота до ложа	-545 мм

Дополнительные характеристики

Кровать Здоровье-2 ИЯУБ 22.19-01 с1130м/1П и с1130м/2П – медицинская функциональная, двухсекционная кровать с подъемными спинной и ножной секциями, на колесных опорах.

Габаритные размеры кровати (с доп. опциями): 2200×1030×1045 мм.

Габаритные размеры лежа: 2000×870 мм.

Технические характеристики

- Конструкция кровати сборная, выполнена из металлических труб с полимерным покрытием, устойчивым к регулярной обработке дез. и моющими растворами.
- Леже из профильной трубы 40×25×1.4 мм, металлическая сетка из стального прутка 5 мм с ячейками размером 50×80 мм.
- Высота от лежа до пола – 545 мм.
- Регулировка секций при помощи механизма «пистолетный затвор» (бесступенчатый наклон спинной секции 0-60°, ножной – 0-22°).
- Торцевые спинки кровати – пластиковые, быстросъемные.
- По углам кровати установлены пластиковые отбойники.
- Транспортability: 4 колеса (125 мм), 2 из которых с тормозом.

Дополнительные опции:

- складывающиеся боковые ограждения (2 шт.);
- кронштейн переставной типа «гусь» / рама Балканского;
- инфузионная телескопическая стойка;
- матрац во влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской, устойчивой к обработке дез. средствами, на молнии. Наполнитель матраца – пенополиуретан, эластичный лист толщиной 100 мм в бязевом намотрачнике.

Максимальная нагрузка: 180 кг.