

Кровать медицинская Здоровье-2 с335

ИМ-7.109489/21 12 до 28.01.2026

для реабилитации / универсальная, конструкция сборная, двухсекционная, регулировка подъема секций ручная, со стойкой для подтягивания пациентов, с матрасом, на колесах, 2153×997×1030 мм

Ольса ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для реабилитации / универсальная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	профильная труба / полимерное покрытие / сталь / сетка
Конструкция	сборная
Количество секций	двухсекционная
Секции	спинная / ножная
Регулировка подъема секций	ручная
Боковые барьеры	Да
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	180 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	60 °
Подъем ножной секции	22 °

Габариты

Размер	2153×997×1030 мм
Высота до ложа	-545 мм

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская Здоровье-2 И 18.96-02 с335 – функциональная двухсекционная кровать с подъемной спинной и ножной секциями, на колесах.

Габаритные размеры кровати: 2153×997×1030 мм.

Габаритные размеры ложа: 2000×900 мм.

Технические характеристики

- Конструкция кровати разборная. Каркас выполнен из металлических труб с полимерным покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими растворами.
- Ложе – труба профильная 40×25×1.4 мм, металлическая сетка из стального прутка толщиной 5 мм с ячейками размером 50×80 мм.
- Высота от ложа до пола – 545 мм.
- Регулируемый (ступенчато) угол наклона спинной секции в диапазоне 0-60° и ножной секции в диапазоне 0-22° (ребенка).
- Торцевые спинки кровати изготовлены из металлической трубы (□28×1.5) со вставкой из ламинированного ДСП. По углам кровати установлены пластиковые отбойники.
- Транспортабельность: 4 колеса (□125 мм), 2 из которых с тормозом.

Дополнительные опции:

- боковые барьеры, регулируемые по высоте (2 шт.);
- кронштейн переставной типа «гусь»;
- инфузионная телескопическая стойка;
- матрац во влагонепроницаемом чехле из клеенки медицинской, устойчивой к обработке дез. средствами, на молнии. Наполнитель матраца – пенополиуретан, эластичный лист толщиной 100 мм в бязевом наматрачнике.

Максимальная нагрузка: 180 кг.