

Кровать многофункциональная К-ДЗМО-2-4-Г

ИМ-7.117892

универсальная, четырехсекционная

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Назначение	универсальная
Материал конструкции	металл
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская многофункциональная К-ДЗМО-2-4-Г – профессиональное решение для размещения пациентов в стационарах лечебных учреждений любого профиля, а также для обеспечения качественного ухода в домашних условиях. Модель характеризуется четырехсекционной неразборной конструкцией с механической регулировкой секций и гидравлическим приводом изменения высоты ложа.

Особенности конструкции и механизмов:

- **Система регулировок:** подъем и опускание ложа осуществляются при помощи ножной педали гидропривода. Углы наклона спинной и бедренной секций регулируются бесступенчато с помощью газовых пружин, а ножная секция настраивается ступенчато механизмом «Растомат».
- **Функциональные положения:** конструкция позволяет устанавливать пациента в положения Тренделенбург и АнтиТренделенбург, а также переводить кровать в режим «Кардиологическое кресло» для улучшения дыхательной функции и жизненной активности.
- **Материалы исполнения:** ложе кровати может быть выполнено из стальной сетки или литого перфорированного ABS-пластика. Быстросъемные торцевые спинки снабжены износостойкими вставками из HPL-пластика.
- **Безопасность и защита:** кровать оснащена боковыми ограждениями, которые в опущенном состоянии не выходят за габариты ложа, что облегчает перекладывание пациента. По углам установлены роликовые бамперы для защиты стен от повреждений при транспортировке.
- **Мобильность:** изделие установлено на четыре колеса диаметром 150 мм с индивидуальным или центральным тормозом для надежной фиксации на полу.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры кровати	2190×950×960-1180 мм
Габаритные размеры ложа	1975×800 мм
Угол наклона секций	<ul style="list-style-type: none">• спинной секции: 60°• бедренной секции: 20°• ножной секции: 10°
Тренделенбург / АнтиТренделенбург	10° / 10°
Предельная нагрузка	260 кг
Масса изделия	121 кг

Комплектация и принадлежности (по согласованию):

В стандартный комплект входят каркас, секции ложа, торцевые спинки и гидравлическая система.

Дополнительно кровать может быть укомплектована матрасом (в чехле из винилискожи или мембранной ткани), штативом для вливаний, приспособлением для подтягивания, балканской рамой, а также столиком для питания и держателями для медицинских принадлежностей.