

Кровать многофункциональная К-ДЗМО-3-4-Э

ИМ-7.117892

универсальная, четырехсекционная, регулировка
подъема кровати электропривод

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Назначение	универсальная
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	электропривод

Дополнительные характеристики

Кровать медицинская многофункциональная электрическая К-ДЗМО-3-4-Э – высокотехнологичное решение, предназначенное для размещения, отдыха и сна пациентов в лечебных учреждениях любого профиля, а также для обеспечения комфортного ухода в домашних условиях. Модель оснащена четырехсекционным ложем и системой электроприводов, что позволяет регулировать положение пациента с помощью пульта управления, минимизируя физическую нагрузку на персонал.

Особенности конструкции и функциональные возможности:

- **Система электроприводов:** регулировка высоты ложа, углов наклона спинной и тазобедренной секций, а также положений Тренделенбург и АнтиТренделенбург осуществляется бесступенчато нажатием кнопок на ручном пульте управления.
- **Механическая регулировка:** изменение угла наклона ножной секции производится вручную с помощью дискретного механизма трансформации (рейка).
- **Терапевтические положения:** конструкция позволяет быстро устанавливать кровать в функциональные положения «Тренделенбург», «АнтиТренделенбург» и «Кардиологическое кресло» для улучшения дыхательной функции и гемодинамики.
- **Варианты исполнения ложа:** четырехсекционное ложе может быть выполнено из сварной стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50×50 мм или из съемного перфорированного ABS-пластика.
- **Материалы и защита:** быстросъемные торцевые спинки снабжены декоративными вставками из влагостойкого и прочного HPL-пластика. По углам кровати установлены роликовые бамперы из серой резины для защиты стен и корпуса от повреждений при столкновениях.
- **Мобильность и безопасность:** кровать установлена на четыре колесные опоры диаметром 125 мм с тормозной системой для жесткой фиксации на полу. Электрические компоненты защищены кожухом от попадания пыли и влаги (степень защиты не ниже IPX 4).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры кровати	2185×945×895-1210 мм
Габаритные размеры ложа	1970×790 мм
Высота ложа	540-855 мм
Угол наклона	• спинной секции: 60° • бедренной секции: 20° • ножной секции: 10°
Тренделенбург / АнтиТренделенбург	10° / 10°
Предельная рабочая нагрузка	260 кг
Масса кровати	150 кг
Потребляемая мощность	300 ВА

Комплектация и принадлежности:

- В стандартный комплект поставки входят каркас, секции ложа, торцевые спинки, колесные опоры, блок и пульт управления.
- Дополнительно кровать может быть укомплектована матрасом (одно- или многосекционным в чехле из винилискожи или мембранной ткани), боковыми ограждениями, приспособлением для подтягивания, штативом для вливаний, ортопедической рамой Балканского, столиком для питания и держателями для медицинских принадлежностей .