

Кружка Эсмарха Енема Ваг

ИМ-7.117585

объем 1.75 / 2 / 2.1 л, соединительная трубка 105 / 120 / 130 / 150 / 200 см, с наконечником

Медивайс ООО, Беларусь



Характеристики

Объем	1.75 / 2 / 2.1 л
Соединительная трубка	105 / 120 / 130 / 150 / 200 см
Наконечник	Да

Описание

Кружка Эсмарха Енема Ваг используется для вливания больших объемов растворов при постановке клизм или гинекологических манипуляциях (спринцевание влагалища), применяется как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Состав Енема Ваг:

1. Прозрачный мешок с градуировкой емкостью от 1750 до 2100 мл – пластифицированный ПВХ.
2. Гибкая трубка длиной от 105 до 200 см с зажимом – пластифицированный ПВХ.
3. Наконечник – пластифицированный ПВХ.
4. Армированное кольцо.

- Предназначено для однократного применения.
- Имеет индивидуальную упаковку.
- Выпускаются в стерильном и нестерильном исполнении (стерилизован оксидом этилена, срок стерильности – 5 лет).
- Материалы – поливинилхлорид и полипропилен.

Контроль объема вводимой жидкости осуществляется благодаря градуировочной шкале, которая нанесена на поверхность кружки.

В верхней части мешка расположено армированное кольцо для подвешивания изделия на штативе.

На трубке располагается пластиковый зажим для регулирования скорости потока вводимой во время процедуры жидкости.

Наконечник имеет анатомическую форму, атравматичную обработку края.

Варианты исполнения

Кат. №	Объем	Длина трубки	Стерильность
Кружка Эсмарха Енема bag 1750 мл			
35750504 35750604	1750 мл	105 см	нестерильная стерильная
35751504 35751604		120 см	нестерильная стерильная
35752504 35752604		130 см	нестерильная стерильная
35753504 35753604		150 см	нестерильная стерильная
35754504 35754604		200 см	нестерильная стерильная
Кружка Эсмарха Енема bag 2000 мл			
35201504 35201604	2000 мл	120 см	нестерильная стерильная
35202504 35202604		130 см	нестерильная стерильная
35203504 35203604		150 см	нестерильная стерильная
35204504 35204604		200 см	нестерильная стерильная
Кружка Эсмарха Енема bag 2100 мл			
35211504 35211604	2100 мл	120 см	нестерильная стерильная
35212504 35212604		130 см	нестерильная стерильная
35213504 35213604		150 см	нестерильная стерильная
35214504 35214604		200 см	нестерильная стерильная