

Крючок КТ (толкатель - «жало» по Лапочкину) КТ - «ЭТП-МГ»

ИМ-7.95140/1405 до 16.05.2019



материал нержавеющая сталь / титан, крючок глазной,
длина 130 мм, высота крючка 10, угол изгиба 60°

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия

Характеристики

Материал	нержавеющая сталь / титан
Тип	глазной
Длина	130 мм
Высота крючка	10 мм
Угол изгиба рабочей части	60 °
Диаметр ручки	6 мм