

## Крючок КВМ для мышц (по Грэффэ) КВМ-«ЭТП-МГ»

ИМ-7.95140/1405 до 16.05.2019

материал нержавеющая сталь / титан, крючок мышечный, длина 140 мм, высота крючка 8.5 / 9.5 / 10, угол изгиба 90°

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова, Россия



### Характеристики

---

Материал	нержавеющая сталь / титан
Тип	мышечный
Длина	140 мм
Высота крючка	8.5 / 9.5 / 10 мм
Угол изгиба рабочей части	90 °
Диаметр ручки	6 мм