

КТ-система GE Revolution Apex

ИМ-7.116708

рентгеновский компьютерный томограф, количество срезов 256 / 512, толщина среза 0.625 мм / 1.25 мм / 2.50 мм / 5.00 мм

GE Medical Systems, США



Характеристики

Вид	рентгеновский компьютерный томограф
Метод сканирования	многослойная томография

Параметры сканирования

Максимальное количество срезов	256 / 512
Толщина среза	0.625 мм / 1.25 мм / 2.50 мм / 5.00 мм

Описание

Revolution Apex – КТ-система ультра-премиум-класса с современной мощной цепочкой визуализации и передовыми клиническими возможностями.

Модификации:

- Revolution Apex Elite
- Revolution Apex Plus