

Кусачки артроскопические с защитой от перегрузки КА 332, 3.4 мм

ИМ-7.113379

кусачки артроскопические, диаметр 3.4 мм, профиль прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°, с усилением, эргономическая рукоятка

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	кусачки артроскопические
Диаметр наконечника	3.4 мм мм
Профиль	прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°
С усилением	Да
Эргономическая рукоятка	Да