

## Кушетка смотровая Медтехноцентр М330.000.000-01

ИМ-7.105904/2301

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты без регулировки, двухсекционная, подъем секции бесступенчатый, размеры 1950×650×550 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	металл
Регулировка высоты	без регулировки
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	бесступенчатый
Конструкция	сборная
Размер	1950×650×550 мм

### Габариты

---

Длина	1950 мм
Ширина	650 мм
Высота	550 мм

### Дополнительная информация

---

Кушетки предназначена для оборудования рабочих мест кабинетов врачей и процедурных.

Кушетки состоят из металлических сборных каркасов, на которые неподвижно крепятся мягкие лежаки, а к ним, с помощью петель, закреплены подъемные (поворотные) подголовники.