

Кушетка массажная Ратон-МедТех КМ-3

ИМ-7.2914/1707 до 05.07.2022

стол для массажа, материал сталь / винилискожа /
эпоксидно-полимерное покрытие, односекционный,
отверстие для лица

Ратон-МедТех ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	сталь / винилискожа / эпоксидно-полимерное покрытие
Количество секций	односекционный
Регулирование высоты конструкции	Да
Опоры	Да
Отверстие для лица	Да
Допустимая нагрузка	145 кг

Габариты

Длина	1930 мм
Ширина	560 мм
Высота	600 - 800 мм
Вес	21 кг

Дополнительные характеристики

Предназначена для разностороннего массажа. Складная конструкция в виде переносного чемодана позволяет транспортировать кушетку к месту проведения массажа. Благодаря небольшим габаритам в сложенном состоянии удобна при хранении. Регулируемая по высоте кушетка устойчива при эксплуатации. Предусмотрено отверстие для лица. Может применяться для индивидуального использования.