

Кушетка медицинская БелЭЗ КМ-2

ИМ-7.109136 до 11.11.2025

кушетка смотровая, материал металл,
двухсекционная, подъем секции бесступенчатый,
нагрузка 180 кг, угол подъема 60°

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерно-порошковое покрытие
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	бесступенчатый
Нагрузка на конструкцию	180 кг
Угол подъема секции	60 °

Дополнительная информация

Медицинская кушетка КМ-2 – односекционная кушетка, предназначенная для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

Стандартный размер кушетки (д×ш×в): 2050×900×500 мм.

Может быть изготовлена различных размеров:

длина от 1000 до 2200 мм;

ширина от 600 до 1200 мм;

высота от 400 до 1000 мм.

Регулирование подголовника: бесступенчато 0-60°.

Материал: 08пс, фанера ФК, пенополиуретан, винилискожа.

Покрытие: порошковое полимерное, цвет по согласованию с заказчиком.

Максимальная нагрузка: 180 кг.

Срок службы: 8 лет.