

Кушетка многофункциональная Ратон-МедТех КМ-10

ИМ-7.96520/2103

кушетка массажная, материал металл, регулировка
высоты гидропривод, двухсекционная, подъем секции
гидропривод, нагрузка 140 кг, размеры 1900×650×450-
950 мм

Ратон-МедТех ПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	кушетка массажная
Материал каркаса	металл
Регулировка высоты	гидропривод
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	гидропривод
Конструкция	сборная
Нагрузка на конструкцию	140 кг
Размер	1900×650×450-950 мм

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	650 мм
Высота	450-950 мм
Вес	75 кг