

Кюретка изогнутая СТРУМ 100-005

ИМ-7.111719/2312

кюретка, длина 159 мм, изогнутая

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	кюретка
Длина инструмента	159 мм
Форма ручки инструмента	шестигранная

Кюретка

Тип	изогнутая
-----	-----------

Дополнительные характеристики

Назначение:

Кюретка изогнутая - инструмент для лечения пародонтоза.

Кюреты предназначены для удаления поддесневых зубных отложений средних размеров, в том числе расположенных в области фуркации. Они применяются также для удаления инфицированного цемента, грануляций пародонтального кармана и вросшего в него ротового эпителия.