

## Кювета Литопласт Тип Б для коагулометров ACL

ИМ-7.97734/2012

для коагулометров, полистирол, диапазон длин волн  
280-800 нм, 100 шт.

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	для коагулометров
Материал	полистирол
Диапазон длин волн	280-800 нм
Количество	100 шт.

### Описание

---

**Кюветы Литопласт Тип Б для коагулометров ACL** представляют собой блок из 20 двухотсековых кювет. Применяются при исследованиях нарушений гемостаза, основываясь на анализе времени образования сгустка фибрина в тестируемой смеси.

**Для оборудования:** коагулометры серии ACL (ACL 200 / ACL 7000 / ACL Elite / ACL Elite Pro)

**Длины волн для исследования:** 280-800 нм

**Материал:** оптический полистирол

**Колебания величины поглощения:** менее 1%

**В упаковке:** 25 шт. (в коробке 100 шт.)