

Диагностический реагент Dialab Лактатдегидрогеназа-Р

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, ферменты, лактат, метод определения кинетический, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	лактат
Метод	кинетический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Лактатдегидрогеназа-Р, LDH-Р, opt. DGKC

Диагностический реагент для количественного определения *in vitro* лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека.

Метод теста - кинетический.