

Лампа инфракрасных лучей Beurer IL 11

ИМ-7.107273 до 14.02.2024

стойка настольная, длина волны 380-3000 нм,
мощность галогеновой лампы 100, интенсивность
облучения 1900 Вт/м²

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Стойка	настольная
Длина волны	380-3000 нм
Номинальная мощность галогеновой лампы	100 Вт
Интенсивность облучения	1900 Вт/м ²

Дополнительные характеристики

Воздействия:

- улучшается кровообращение / активизируется обмен веществ / применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний ЛОР-органов / вспомогательный уход за телом и лицом, в особенности при проблемах с кожей / в качестве средства омолаживающего кожу.

Функциональные возможности IL 21:

- ИК-излучение;
- 5 уровней наклона;
- max интенсивность облучения 1 900 Вт/м² при длине волн в диапазоне 380–3 000 нм;
- нескользящая поверхность;
- колба из прессованного стекла;
- мощность 100 Вт (питание от сети);

Рекомендованная продолжительность процедуры не более 12 минут.

Прежде чем воспользоваться инфракрасной лампой следует проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. Т.к, например, ИК-лучи не рекомендуется применять в качестве терапии диабетикам и аллергикам.