

Ланцет для прокола пальца Xinle XLII

ИМ-7.117986

игла 30G / 28G / 26G / 23G / 21G, прокол 1.8 мм / 2.2 мм / 2.8 мм, одноразовый, стерильный

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Размер иглы	30G / 28G / 26G / 23G / 21G
Глубина прокола	1.8 мм / 2.2 мм / 2.8 мм
Одноразовый	Да
Стерильный	Да

Описание

Ланцет для прокола пальца Xinle XLII состоит из пружины, курка, заднего колпачка, иглы, коннектора иглы, корпуса и защитного колпачка.

Ланцеты Xinle XLII

Модель	Игла	Глубина прокола	Цвет
XLII-2128	21G (0.8 мм)	2.8 мм	Розовый
XLII-2122	21G (0.8 мм)	2.2 мм	Оранжевый
XLII-2118	21G (0.8 мм)	1.8 мм	Темно-зеленый
XLII-2318	23G (0.6 мм)	1.8 мм	Светло-зеленый
XLII-2618	26G (0.45 мм)	1.8 мм	Желтый
XLII-2818	28G (0.36 мм)	1.8 мм	Фиолетовый
XLII-3018	30G (0.3 мм)	1.8 мм	Темно-серый