

## Клинок ларингоскопа Heine WIS/Paed Classic+ фиброоптический

ИМ-7.104806 до 02.12.2021

клинок, тип фиброоптический, многоцветный, Miller /  
Wisconsin, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



### Характеристики

---

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоцветный

### Клинок

---

Тип клинка	Miller / Wisconsin
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3

### Дополнительные характеристики

---

**Ларингоскопы фиброоптические Classic+ Heine** с улучшенной геометрией облегчают интубацию. Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму.

#### Особенности:

- оба конца фиброоптического волокна защищены для продления срока жизни;
- высококачественная конструкция из нержавеющей стали;
- выбор между ксенон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами;
- в клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять;
- нет внешних световых путей для получения повреждений;
- нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций;
- гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию;
- выбор 2.5 В батареи или 3.5 В аккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность;
- клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).