

## Набор ларингоскопов Heine Classic+ F-120.18.860 фиброоптический

ИМ-7.104806 до 02.12.2021

набор, тип фиброоптический, многоразовый,  
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя,  
питание аккумуляторное, лампа LED, напряжение 3.5  
В

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



### Характеристики

---

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

### Клинок

---

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4

### Рукоятка

---

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	LED
Напряжение	3.5 В

### Дополнительные характеристики

---

**Ларингоскопы фиброоптические Classic+ Heine** с улучшенной геометрией облегчают интубацию.

Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму.

#### Особенности:

- оба конца фиброоптического волокна защищены для продления срока жизни;
- высококачественная конструкция из нержавеющей стали;
- освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами;

- в клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять;
- нет внешних световых путей для получения повреждений;
- нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций;
- гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию;
- клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).