

## Видеоларингоскоп Airtraq SP

набор, тип видеоларингоскоп, одноразовый, питание  
батарейное

Airtraq Prodol Meditec SA, Китай



### Характеристики

---

Вид	набор
Тип ларингоскопа	видеоларингоскоп
Применение	одноразовый
Материал	пластмасса

### Видеоларингоскоп

---

Размер видеоларингоскопа	стандарт / малый / детский / младенческий / нозальный / двойной свет
Питание	батарейное
Комплектующие	устройства передачи изображения для видеоларингоскопов Airtraq

### Дополнительные характеристики

---

#### Ларингоскоп интубационный одноразовый Airtraq SP.

##### Характеристики:

- вес примерно 110 грамм;
- позволяет визуально наблюдать за ходом интубации с помощью оптической системы, встроенной в корпус прибора;
- на конце клинка ларингоскопа находится низкотемпературный светодиод;
- подсветка и система противозапотевания линз включаются одновременно с помощью выключателя;
- имеет постоянный изгиб рабочей части клинка в 90°;
- может использоваться обособленно от источников электропитания;
- асептическая упаковка;
- не требует дополнительной настройки или сборки.