

Ларингоскоп жесткий Baholzer

ИМ-7.106935 до 04.10.2023

ларингоскоп, диаметр 4 / 8 / 10 мм, длина 175 / 190 мм, угол 70° / 90°

Baholzer Endoskopie-Systeme GmbH & Co.KG,
Германия



Характеристики

Тип	ларингоскоп
Диаметр	4 / 8 / 10 мм
Длина	175 / 190 мм
Угол	70° / 90°

Описание

Жесткие ларингоскопы baholzer

Диаметр	Угол	Длина	Стерилизация	Артикул
□ 4.0	70°	175 мм	автоклавируемый (134□)	10-0090-00
□ 8.0	70°	190 мм	устойчивый к жидкостям	10-0062-00
□ 8.0	70°	190 мм	автоклавируемый (134□)	10-0177-00
□ 10.0	90°	190 мм	устойчивый к жидкостям	10-0048-00
□ 10.0	90°	190 мм	автоклавируемый (134□)	10-0178-00